





# CÁMARA DE INHALACIÓN


CÁMARA DE INHALACIÓN	
	
<p>Aparatos diseñados para facilitar el uso de los inhaladores presurizados y disminuir la irritación de la garganta que a veces ocasionan. Existen muchos modelos, pero todos funcionan de forma parecida. Deben lavarse con frecuencia con agua y jabón y deben reemplazarse cuando se aprecien grietas, fisuras o cuando la válvula no funcione correctamente.</p> <p>Existen dos tipos de cámaras: las espaciadoras, que tienen forma de pipeta y aumentan la distancia entre el inhalador y la boca; y las contenedoras, que disponen de un sistema de válvulas que impiden que el medicamento se pierda al respirar, son las más recomendadas.</p> <p>Para su utilización, se realiza la descarga del inhalador en el interior de la cámara y posteriormente se inhala su contenido.</p>	


CÁMARA DE INHALACIÓN	1
	Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical
Destapar	


CÁMARA DE INHALACIÓN	2
	Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, con el índice arriba y el pulgar en la parte inferior, y agitarlo.
Agitar	


CÁMARA DE INHALACIÓN	3
	Acoplar el cartucho a la cámara
Acoplar	


CÁMARA DE INHALACIÓN	4
	Efectuar una espiración lenta y profunda.
Soplar	

CÁMARA DE INHALACIÓN	5
	Dispara una sola vez
Disparar	

CÁMARA DE INHALACIÓN	6
 <p>Coger aire</p>	<p>Coger aire lentamente hasta llenar los pulmones o respirar 4 ó 5 veces lentamente por la boca.</p>

CÁMARA DE INHALACIÓN	7
 <p>No respirar</p>	<p>Aguantar la respiración durante unos 10 seg. (IMPORTANTE).</p>

CÁMARA DE INHALACIÓN	8
 <p>Enjuagar la boca</p>	<p>Enjuagar la boca con agua</p>

CÁMARA DE INHALACIÓN	9
	<p><b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b></p> <p>Desmontar la cámara y limpiar con agua y jabón, aclarar y dejar secar.</p> <p>Si la cámara presenta grietas o no funciona la válvula (no se oye como se abre y se cierra al respirar a través de la boquilla) debe cambiarse.</p>